

Soort onderzoek	Kweek op bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)
Te onderzoeken patiëntenmateriaal	Rectum uitstrijk of 1 potje met feces Als patiënten drager zijn van een BRMO bevindt de bacterie zich vrijwel altijd in het maag-darmkanaal.
Afname materialen	eSwab voor de rectumuitstrijk
Afbeelding afnamematerialen	 eSwab+wattenstok
Afname instructies	- Rectum uitstrijk: Breng de wattenstok enkele cm in de anus; neem met een draaiende beweging wat materiaal af - Etiketeer de buis met naam/geboortedatum
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HiX of LMML aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Voorzie deze van: - benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc. - gevraagde onderzoek aan: inventarisatie SDD
Transport naar laboratorium	Op dag van afname op het LMML (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Na afname maximaal 24 uur bewaren in de koelkast.
Geschatte duur onderzoek	1-4 dagen