

**Echinokokken: diagnostiek naar echinokokkose (blaaswormziekte)
(veroorzaakt door Echinococcus granulosus of E. multilocularis)**

Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Recente of actuele infectie	• Serologisch onderzoek uit buis stobloed. Gezien het chronische karakter van deze infectie zal 1 buis doorgaans volstaan. • Microscopisch onderzoek of PCR uit pus uit 'echinokokken-blaas' of leverabces. NB gezien gevaar van verspreiding bij barsten van de blaas vóór de punctie altijd <u>eerst serologisch</u> onderzoek doen !!
Vroeger doorgemaakte infectie	Serologisch onderzoek uit stolbloed: éénmalige afname is voldoende
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afname materiaal	• Stolbloedbuis voor afnemen van stolbloed • Steriel potje of afgedopte spuit voor pus
Wat te doen na afname	Zo spoedig mogelijk naar LMMI Stolbloed max. 24 uur in de koelkast. Pus/abcesinhoud max. 24 uur in de koelkast
Geschatte duur onderzoek	Serologie: 7-10 dagen Evt. CITO aanvragen PCR: 5-7 dagen