

Bartonella hensela (kattekrab): diagnostiek naar Bartonella infecties	
Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Kattekrab, meestal een solitaire lymfadenitis	• Serologie uit stolbloed (doorgaans volstaat éénmalige afname; alleen IgM wordt bepaald) • PCR van aspiraat / pus uit lymfeklier
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afname materiaal	• Buis stolbloed voor stolbloed • eSwab-medium bij zeer weinig pus / uitvloed uit lymfeklier • Spuit met dop met aspiraat of pus uit lymfeklier
Wat te doen na afname	Zo spoedig mogelijk naar LMMI Stolbloed max. 24 uur in de koelkast dSwab-medium max 24 uur in de koelkast Spuit met pus max. 24 uur in de koelkast
Geschatte duur onderzoek	Serologie 7-10 dagen PCR 2-5 dagen