

Bordetella (para)pertussis (kinkhoest) : diagnostiek naar Bordetella infecties

Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Actuele/recente infectie	• Serologie uit stolbloed (vaak volstaat éénmalige afname; bij vrij recente klachten én negatieve serologie evt. na enkele weken herhalen) • PCR van keeluitstrijk Doorgaans alleen zinvol als klachten niet langer bestaan dan 3 weken. Bij kinderen < 1 jaar en bij immuungecompromitteerde patiënten: altijd een keeluitstrijk doen (Eswab)
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afname materiaal	• Buis stolbloed voor stolbloed • eSwab voor de keeluitstrijk
Wat te doen na afname	Zo spoedig mogelijk naar LMMI Stolbloed max. 24 uur in de koelkast eSwab max 24 uur in de koelkast
Geschatte duur onderzoek	Serologie: 2-5 dagen PCR: 2-5 dagen