

Leptospirosis : diagnostiek naar Leptospira infecties (ziekte van Weil, melkerskoorts, modderkoorts)

Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Actuele/recente infectie	• Serologie uit stolbloed (bij vrij recente klachten én een negatieve serologie dit onderzoek na 2-3 weken herhalen) • Kweek uit stolbloed of heparinebloed <u>indien de patiënt niet langer dan 10 dagen ziek is.</u> Deze buis wordt opgestuurd naar het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afname materiaal	• Buis stolbloed voor stolbloed • Buis stolbloed of heparinebloed voor kweek
Wat te doen na afname	Zo spoedig mogelijk naar LMMI Stolbloed max. 24-72 uur in de koelkast Heparinebloed max 72 uur in de koelkast
Geschatte duur onderzoek	Serologie: 7-10 dagen Kweek: 6-8 weken