

Mazelvirus: diagnostiek naar mazelen

Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Recente / actuele infectie	• Serologisch onderzoek uit buis stolbloed: (Bij voorkeur 2 sera met 2 weken tussenpoos) • PCR uit keeluitstrijk
Doorgemaakte infectie?	• Serologisch onderzoek uit 1 buis stolbloed
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afname materiaal	• Buis stolbloed voor stolbloed • eSwab voor keeluitstrijk
Wat te doen na afname	Zo spoedig mogelijk naar LMMI Stolbloed max. 24 uur in de koelkast. eSwab max. 24 uur in de koelkast
Geschatte duur onderzoek	Serologie: 7-10 dagen PCR: 2-5 dagen