

Para-influenzavirus diagnostiek	
Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Recente/actuele infectie	• Serologie uit 2 monsters met tenminste 2 weken tussenpoos • Evt. PCR uit keeluitstrijk, sputum of BAL
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afname materiaal	• Buis stolbloed voor stolbloed • eSwab voor de keeluitstrijk • Sputumpotje voor sputum of BAL
Wat te doen na afname	Zo spoedig mogelijk naar LMMI eSwab max. 24 uur in de koelkast Sputum/BAL max. 24 uur in de koelkast Stolbloed max. 24 uur in de koelkast
Geschatte duur onderzoek	Serologie: 3-5 dagen PCR: 2-5 dagen