

**Varicella Zoster Virus (VZV): diagnostiek naar VZV infecties**

| Status van infectie                              | Soort onderzoek en af te nemen materiaal.                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waterpokken en gordelroos (zoster)               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Doorgaans geen diagnostiek geïndiceerd</li><li>• PCR van blaasjesvocht</li><li>• evt. serologie uit 2 monsters met tenm. 2 weken tussenpoos</li></ul> |
| Meningo/encefalitis                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• PCR van liquor</li><li>• Serologie uit 2 monsters met tenm. 2 weken tussenpoos</li></ul>                                                              |
| Zwangere met recent contact                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Serologie uit stolbloed (<u>CITO</u> inzenden)<br/>NB vaak is serum van de zwangerenscreening nog aanwezig.</li></ul>                                 |
| Bellse palsy                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Serologie uit 2 monsters met tenminste 2 weken tussenpoos</li></ul>                                                                                   |
| <b>Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?</b> |                                                                                                                                                                                               |
| Afname materiaal                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Buis stolbloed voor stolbloed</li><li>• eSwab voor blaasjesvocht bij waterpokken of herpes zoster</li><li>• Liquorbuisje voor liquor</li></ul>        |
| Wat te doen na afname                            | Zo spoedig mogelijk naar LMMI<br>Stolbloed max. 24 uur in de koelkast<br>eSwab-medium max 24 uur in de koelkast<br>Liquor max. 24 uur in de koelkast                                          |
| Geschatte duur onderzoek                         | Serologie: 2-5 dagen<br>PCR: 2-5 dagen                                                                                                                                                        |