

Huiduitstrijk bacteriële kweek met eSwab

Soort onderzoek	Afnemen van huiduitstrijk voor kweek bij volwassenen met de eSwab
Afname materiaal	Gebruiken wanneer er weinig diagnostisch materiaal voor een kweek is: bv. ulcus, wondvocht, blaar, blaasjes, etc.
Afbeelding eSwab volwassenen	eSwab busje + wattenstok 
Afname instructies	Neem m.b.v. de wattenstok zo diep mogelijk materiaal af. Beweeg/roteer de wattenstok over de aangedane plek. Doe de wattenstok in het busje en breek deze af op het breekpunt van de stok. Schroef de dop er weer goed op. Identificeer het materiaal met een patiëntenetiket of noteer aard materiaal, naam en geboortedatum van de patiënt op het etiket op het busje.
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HiXSC of LMMI aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Voorzie de aanvraag van: - de benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van

	afname etc. Geef het gevraagde onderzoek aan of vul het in bij overige....
Transport naar laboratorium	Zo mogelijk op de dag van afname op het LMML (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Kan max. 2 dagen na afname bewaard worden in de koelkast.
Geschatte duur van het onderzoek	Bij alleen aerobe kweek: 2-4 dagen Als ook anaerobe kweek is aangevraagd: 3-7 dagen