

Huiduitstrijk, nagels of haren: gisten en schimmels

Soort onderzoek	Afnemen van diagnostisch materiaal - kweek schimmels en/of gisten - PCR dermatophyten
Afname materiaal	Gebruiken wanneer er weinig diagnostisch materiaal voor een kweek is: bv. ulcus, wondvocht, blaar, blaasjes, etc. NB: Bij aanvraag dermatophyten PCR geen eSwab insturen, maar haren, huidschimmels en nagels in een potje insturen
Afbeelding eSwab volwassenen	eSwab buisje + wattenstok voor kweek  Potje voor PCR 
Afname instructies	Neem m.b.v. de wattenstok zo diep mogelijk materiaal af. Beweeg/roteer de wattenstok over de aangedane plek. Doe de wattenstok in het buisje en breek deze af op het breekpunt van de stok. Schroef de dop er weer goed op. Voor PCR dermatophyten: doe de haren, nagels of huidschilfers in het potje. Noteer aard materiaal, naam en geboortedatum van de patiënt op het etiket op het buisje/potje.
Aanvraagformulier	Aanvraag in HiX SC of LMML aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Voorzie het formulier van: - de benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc. Geef op het aanvraagformulier het gevraagde onderzoek aan of vul het in bij overige....

Transport naar laboratorium	Zo mogelijk op de dag van afname op het LMML (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Kan max. 2 dagen na afname bewaard worden in de koelkast.
Geschatte duur van het onderzoek	Bij alleen aerobe kweek: 2-4 dagen Als ook anaerobe kweek is aangevraagd: 3-7 dagen PCR dermatophyten: 2-4 dagen