

## Influenza 1e lijn - PCR

| Soort onderzoek          | Influenza PCR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Te onderzoeken materiaal | Vocht en/of slijm uit de neus en/of de oro- of nasopharynx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afname materiaal         | <p>Gebruik het zogenaamde <b>UTM medium</b> met daarin onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 wattenstok voor afname van materiaal uit neus én keel; stok na afname in hetzelfde verzendmedium plaatsen</li> <li>- verzendmedium UTM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Afname instructies       | <p><b>Neuswat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laat de patiënt het hoofd achteroverbuigen, leg een hand op het voorhoofd van de patiënt en duw met de duim de punt van de neus omhoog, schuif het staafje voorzichtig in een neusgat (ongeveer <math>\frac{3}{4}</math> deel) tot er weerstand gevoeld wordt. Draai het wattenstaafje even rond en trek het voorzichtig terug. Eventueel andere neusgat indien eerste keer niet goed gaat.</li> <li>• Doe dit staafje in het transportmedium, breek het uitstekende stokje af. Dop er goed op draaien.</li> </ul> <p><b>Keelwat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem een wattenstaafje en laat patiënt mond openen en eventueel "Aaaa" zeggen. Gebruik eventueel een spatel om de tong plat te maken. Net voorbij de tonsillen, tegen de achterwand van de keel, het wattenstaafje even ronddraaien.</li> <li>• Doe dit staafje in <u>hetzelfde</u> transportmedium als van de neuswat; breek het uitstekende stokje af. Dop er goed op draaien.</li> </ul> |
| Aanvraagformulier        | <p>Digitale aanvraag in HiXSC of LMMI aanvraagformulier.</p> <p>Voorzie deze van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- benodigde patiëntgegevens</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- aanvrager gegevens.</li> <li>- klinische gegevens, eerste ziektedag, datum van afname etc.</li> <li>- gewenst onderzoek</li> </ul>                                              |
| Transport naar laboratorium | <p>Verpakken in het reguliere LMML inzendétui inclusief beschermende materialen.</p> <p>Bij voorkeur op de dag van afname op het LMML (laten) bezorgen; materialen kunnen worden afgegeven op het priklab in het DZ.</p> |
| Bewaren na afname           | Kan in eSwab en UTM medium tot max. 2 dagen na afname bewaard worden bij kamertemperatuur of in de koelkast.                                                                                                             |
| Doorlooptijd                | PCR: 1 – 2 dagen                                                                                                                                                                                                         |