

Dragerschap S. Aureus

Soort onderzoek	Kweek om dragerschap van <i>Staphylococcus aureus</i> aan te tonen
Te onderzoeken patiënten-materiaal	Uitstrijk van de neus. Bij <i>S. aureus</i> dragers wordt deze bij de overgrote meerderheid in de neus aangetroffen.
Afname materiaal	eSwab + wattenstok
Afbeelding afnamemateriaal	
Afname instructies	De tip van de wattenstok enkele cm. in de neus inbrengen. Enige druk uitoefenen op de binnenkant/slijmvliezen van de neus; daarbij met de wattenstok een draaiende beweging maken. Beide neusgaten uitstrijken met dezelfde wattenstok. Doe de wattenstok in het buisje met medium en breek deze af op het breekpunt van de stok. Schroef de dop er weer goed op.
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HIX SC of LMMI aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Voorzie deze van: - benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc.

	Geef op het aanvraagformulier het gevraagde onderzoek aan: dragerschap S. aureus.
Transport naar laboratorium	Op dag van afname op het LMML (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Na afname maximal 24 uur bewaren in de koelkast.
Geschatte duur onderzoek	Kweek: 2-4 dagen