

KNO materiaal - keeluitstrijk

Soort onderzoek	Afnemen van diagnostisch materiaal voor keelkweek bij volwassenen met de eSwab (volwassenen)
Afname materiaal	Gebruik een eSwab (zie foto hieronder) met in het zakje: - 1 wattenstok voor afname materiaal uit keel. Stok in eSwab verzendmedium plaatsen na afname - buisje met verzendmedium eSwab
Afbeelding eSwab volwassenen	eSwab buisje + wattenstok 
Afname instructies	• Neem een wattenstaafje en laat patiënt mond openen en eventueel "Aaaa" zeggen. Gebruik eventueel een spatel om de tong plat te maken. Net voorbij de tonsillen, tegen de achterwand van de keel, het wattenstaafje even ronddraaien. • Doe dit staafje in het transportmedium; breek het uitstekende stokje af. Dop er goed op draaien. • Etiketteer het buisje met naam en geboortedatum van de patiënt.
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HiX SC of LMML aanvraagformulier. Voorzie dit van: - de benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van

	afname etc. - soort materiaal - gevraagde onderzoek
Transport naar laboratorium	Zo mogelijk op de dag van afname op het LMMI (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Kan max. 2 dagen na afname bewaard worden in de koelkast.
Geschatte duur van het onderzoek	Bij aerobe kweek: 2-4 dagen