

KNO materiaal - neusuitstrijk

Soort onderzoek	Afnemen van diagnostisch materiaal voor neuskweek met de eSwab
Afname materiaal	Gebruik een eSwab (zie foto hieronder) met in het zakje: - 1 wattenstok voor afname materiaal uit keel. Stok in eSwab verzendmedium plaatsen na afname - buisje met verzendmedium eSwab .
Afbeelding eSwab volwassenen	eSwab buisje + wattenstok 
Afname instructies	Neuswat • Laat de patiënt het hoofd achteroverbuigen, leg een hand op het voorhoofd van de patiënt en duw met de duim de punt van de neus omhoog, schuif het staafje voorzichtig in een neusgat (ongeveer $\frac{3}{4}$ deel) tot er weerstand gevoeld wordt. Draai het wattenstaafje even rond en trek het voorzichtig terug. Eventueel andere neusgat indien eerste keer niet goed gaat. • Doe dit staafje in het transportmedium, breek het uitstekende stokje af. Dop er goed op draaien. • Etiketeer het buisje met een patiëntenetiket.
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HiX SC of LMMI aanvraagformulier. Voorzie dit van:

	- de benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname, - soort materiaal, - gevraagd onderzoek.
Transport naar laboratorium	Zo mogelijk op de dag van afname op het LMML (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Kan max. 2 dagen na afname bewaard worden in de koelkast.
Geschatte duur van het onderzoek	Bij alleen aerobe kweek: 2-4 dagen