

Liquorbuisje

Soort onderzoek	Kweek, moleculair onderzoek, serologisch onderzoek
Te onderzoeken patiënten-materiaal	Liquor verkregen via lumbaalpunctie of uit liquordrain.
Afname materiaal	Groen liquor buisje
Afbeelding afnamemateriaal	
Afname instructies	Na adequate desinfectie van de huid een lumbaal punctie verrichten.
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HiX. Voorzie deze van: - benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc. (NB indien er <u>serologisch</u> onderzoek wordt aangevraagd <u>ook een buis met stolbloed</u> gelijktijdig afnemen en inzenden voor hetzelfde serologisch onderzoek) Geef het gevraagde onderzoek aan. (Indien er ook op tuberculose moet worden gekweekt, zoveel mogelijk liquor in zenden; bij voorkeur tenm. 5 ml; de bacteriedichtheid bij een tuberculeuze meningitis is nl. erg laag) N.B.: in geval van verdenking op (v)Creutzfeld Jacobs Disease altijd eerst met arts-microbioloog overleggen
Transport naar laboratorium	Op dag van afname op het LMML (laten) bezorgen. Bij verdenking op bacteriële meningitis: CITO inzenden N.B.: in geval van verdenking op (v)Creutzfeld Jacobs Disease

	materiaal dubbel verpakken (liquorbuis, bloedbuis in een gripzakje en daarna het geheel in een lekdichte kunststof container verpakken; aan de buitenzijde opnemen dat materiaal mogelijk met CJD is besmet) en naar het LMML brengen (<u>niet</u> in de buizenpost)
Bewaren na afname	Na afname bewaren bij <u>kamertemperatuur</u> (meningokokken sterven snel af in de koelkast)
Geschatte duur onderzoek	Afhankelijk van aangevraagde onderzoek(en): - bacteriële kweek: 1-3 dagen - moleculair onderzoek: 1-5 dagen - serologisch onderzoek: 1-5 dagen