

Puskweek eSwab volwassenen – weinig materiaal

Soort onderzoek	Afnemen van diagnostisch materiaal voor kweek bij volwassenen met de eSwab (volwassenen); weinig materiaal
Afname materiaal	Gebruiken wanneer er weinig diagnostisch materiaal voor een kweek is: bv. ulcus, wondvocht, blaar, blaasjes, etc.
Afbeelding eSwab volwassenen	eSwab buisje + wattenstok 
Afname instructies	Neem m.b.v. de wattenstok zo diep mogelijk materiaal af. Beweeg/roteer de wattenstok over de aangedane plek. Doe de wattenstok in het buisje en breek deze af op het breekpunt van de stok. Schroef de dop er weer goed op. Noteer aard materiaal, naam en geboortedatum van de patiënt op het etiket op het buisje.
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HiX SC of LMML aanvraagformulier. Voorzie de aanvraag van: - de benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc.

	- soort materiaal en gevraagd onderzoek
Transport naar laboratorium	Zo mogelijk op de dag van afname op het LMML (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Kan max. 2 dagen na afname bewaard worden in de koelkast.
Geschatte duur van het onderzoek	Bij alleen aerobe kweek: 2-4 dagen Als ook anaerobe kweek is aangevraagd: 3-7 dagen