

Puskweek – veel material (pus, drainvocht); steriel potje

Soort onderzoek	Puskweek bij veel pus of wondvocht
Te onderzoeken patiënten-materiaal	Pus, wond- of drainvocht wanneer er veel vocht afgenomen kan worden. Ook geschikt voor andere vloeistoffen m.u.v. liquor. Opmerking: als er (erg) weinig materiaal is, afnemen m.b.v. eSwab
Afname materiaal	Steriel potje met schroefdrop.
Afbeelding afnamemateriaal	
Afname instructies	Aantal cc pus, wond- of drainvocht afnemen en in potje doen. Daarna het potje m.b.v. de schroefdrop goed dicht draaien zodat het potje niet lekt. Patiënten etiket op het potje plakken.
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HiX SC of LMMI aanvraagformulier. Voorzie deze van: - benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc. - soort materiaal en gevraagd onderzoek Van deze materialen wordt altijd standaard een Gram-preparaat gemaakt.
Transport naar laboratorium	Op dag van afname op het LMMI (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Na afname maximal 24 uur bewaren in de koelkast.

Geschatte duur onderzoek	Bij alleen aerobe kweek: 1-3 dagen Bij aerobe én anaerobe kweek: 3-7 dagen
--------------------------	---