

Feces: Plakbandpreparaat

Soort onderzoek	Enterobius vermicularis / aarsmaden
Te onderzoeken patiënten-materiaal	perianale huidafstrijk met plakbandmethode (plakbandpreparaat)
Afname materialen	plakband (doorzichtig) - spatel - objectglas 
Afbeelding afnamemateriaal	
Afname instructies	<p>'s Morgens vroeg, voor het wassen, wordt een stuk plakband met de plakzijde op verschillende plaatsen tegen de perianale huid gedrukt. Er moet geen gerasterd (mat) 'Scotch tape' worden gebruikt, maar geheel helder, doorzichtig plakband (Sellotape).</p> <p>Dit gaat het eenvoudigst door het plakband met de klevende zijde naar buiten om een houten spatel te slaan.</p> <p>Plak het plakband vervolgens op een objectglas geplakt. Probeer daarbij zoveel mogelijk te voorkomen dat er luchtballen onder het plakband terecht komen.</p> <p>Zorg dat het objectglas ook voorzien wordt van patiëntgegevens (naam en geboortedatum).</p>
Aanvragen onderzoek	Onderzoek digitaal aanvragen in het Zorgverleningsportaal (huisartsen) of in HiX. Eventueel kan ook het LMMI aanvraagformulier hiervoor gebruikt worden. Aan te vragen onderzoek: Enterobius (parasitologie, plakbandpreparaat).
Transport naar laboratorium	Op dag van afname op het LMMI (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Na afname bewaren bij kamertemperatuur of koelkast.
Geschatte duur onderzoek	3-5 dagen
Opmerkingen	Bij negatieve uitslag: éénmalige uitvoering van plakbandpreparaat is onvoldoende sensitief om de diagnose Enterobiasis uit te sluiten, bij blijvende verdenking op 3 opeenvolgende dagen een plakbandpreparaat insturen.