

Hepatitis C Virus (HCV): diagnostiek naar HCV-infectie

Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Recente of actuele infectie	• serologisch onderzoek uit stolbloed • PCR uit plasma (uit EDTA-bloed)
Ooit doorgemaakt? Meten van respons bij behandeling van HCV	• Serologisch onderzoek uit stolbloed • PCR uit plasma (uit EDTA-bloed)
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afname materiaal	• Stolbloedbuis voor afnemen van stolbloed NB de test wordt mogelijk beïnvloed door gelijktijdig gebruik van biotine. Inname van biotine tenminste 8 uur stoppen vóór bloedafname voor de HCV serologie • EDTA-bloed voor PCR
Wat te doen na afname	Zo spoedig mogelijk naar LMMI Stolbloed max. 24 uur in de koelkast. EDTA-bloed na afname <u>CITO</u> naar LMMI
Geschatte duur onderzoek	Serologie: 1-2 dagen PCR: 3-5 dagen