

Humaan immunodeficiëntie virus (HIV): diagnostiek naar HIV infectie	
Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Screening	• Altijd eerst serologisch onderzoek uit stolbloed • PCR uit plasma (in overleg) daarvoor een buis EDTA-bloed afnemen
Monitoring behandeling	• PCR uit plasma: daarvoor een buis EDTA-bloed afnemen
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afname materiaal	• Stolbloedbuis voor afnemen van stolbloed • EDTA-buis voor EDTA-bloed
Wat te doen na afname	Zo spoedig mogelijk naar LMMI Stolbloed max. 24 uur in de koelkast. EDTA-bloed na afname <u>CITO</u> naar LMMI
Geschatte duur onderzoek	Serologie: 1-3 dagen PCR: 2-5 dagen