

Diagnostiek naar infecties door Respiratoir Syncytieel virus (RSV)

Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Recente of actuele infectie	• Neus- en/of keeluitstrijk voor PCR • Nasopharynxspoeling voor PCR • Serologisch onderzoek uit buis stolbloed: bij voorkeur 2 sera met tenm. 2 weken tussenpoos
Vroeger doorgemaakte inf.	• Buis stolbloed voor serologie
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afname materiaal	• eSwab voor uitstrijk van neus en/of keel • Sputumpotje voor neus- of nasopharynxspoeling • Stolbloedbuis voor stolbloed
Wat te doen na afname	Zo spoedig mogelijk naar LMMI eSwab medium en nasopharynxspoeling max. 24 uur in de koelkast Stolbloed max. 24 uur in de koelkast.
Geschatte duur onderzoek	PCR: 1-2 dagen Serologie: 7 - 10 dagen