

Helicobacter pylori kweek

Soort onderzoek	Kweek + evt gevoeligheidsbepaling van <i>Helicobacter pylori</i>
Te onderzoeken patiënten-materiaal	Biopt(en) van maag en/of duodenum Indicatie zal vooral zijn: het niet (voldoende) reageren op medicatie tegen een infectie door <i>Helicobacter pylori</i>.
Afname materiaal	Inzendmedium voor kweek van <i>Helicobacter pylori</i> (altijd vooraf overleg met dienstdoende arts microbioloog: tel 4414)
Afbeelding afnamemateriaal	Inzendmedium voor biopt voor kweek van <i>Helicobacter pylori</i> 
Afname instructies	Gezien transport naar ander laboratorium én het feit dat de kweek binnen 4 uur na afname moet worden ingezet, het nemen van bipten plannen van <u>08:00 tot 10:00</u> uur, zodat dit met het transport van 11:00 uur mee kan naar Enschede. Doe biopt(en) in de vloeistof in het inzendmedium. Verzend CITO naar het microbiologisch laboratorium. NB dit betreft een weinig voorkomend onderzoek. Kweek gebeurt elders. Van te voren graag hierover overleggen met dienstdoende arts microbioloog (4414) om dag + tijdstip voor afname van bipten af te stemmen. Het verzendmedium is via de arts microbioloog uitsluitend te verkrijgen op het laboratorium voor medische microbiologie.
Aanvraagformulier	Het LMMI aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Voorzie deze van: - benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc. Vul op het aanvraagformulier materiaal en het gevraagde onderzoek

	in.
Transport naar laboratorium	Dit <u>moet</u> met spoed meteen na afname op het LMML bezorgd worden vóór 10:00 uur.
Bewaren na afname	Als transport naar laboratorium niet direct mogelijk is, maximaal 4 uur in de koelkast bewaren.
Geschatte duur onderzoek	7 - 10 dagen